

(サバイヤーで用いるヒーターロッドで新商品を開発しました)

フルセット (0° 1° 2° 3° 6°) 5種類

0° ~ 3° キャストパーシャル用

6° コーヌス用

☆既存のサバイヤーでヒーターロッドを用いる場合は、OBODENT 社の
パラワックス (名南歯科貿易) を推奨しておりましたが、ヒーターロッドが
太すぎて若干使いにくいので、細めのヒーターロッド 5 種類 (齋藤デンタル工
業・発売元 日新デンタル) を開発しました。

☆既にデンタグラフ TK バージョン・マルチサバイヤー (名南歯科貿易) を買
われた方は、こちらの新タイプのヒーターロッドに変えてください。

☆材質を真鍮にしておりますので熱伝導と強度も保てます。

